


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Srsf1/Sf2/Asf Per Wb E Elisa - Q07955

Numero articolo: CM0023045



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targetizza SRSF1/SF2/ASF (SF2, ASF) umano per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con la proteina endogena di topo e ratto. Adatto per ricerche sullo splicing alternativo e la processazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRSF1/SF2/ASF Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Specie	Umano
ID gene (Umano)	6426
ID gene	6426
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-248 di SRSF1/SF2/ASF umano (NP_008855.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q07955
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio