


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srsf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

Numero articolo: CM0029531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il fattore di splicing SRSF2 umano per Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con essere umano, topo e ratto. Fondamentale per la ricerca sull'splicing del pre-mRNA e applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SRSF2 Rabbit pAb
Note/Alias	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6427
ID gene	6427
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SRSF2 umana (NP_001182356.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01130
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio