


Anticorpo Monoclonale Anti-Srsf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Numero articolo: CM0006265



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting SRSF3, un fattore di splicing ricco di serina/arginina coinvolto nello splicing alternativo dell'mRNA e nell'esportazione nucleare. Validato per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRSF3 Rabbit mAb
Note/Alias	SFRS3; SRP20; SRSF3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6428
Gene ID	6428
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SRSF3 umano (P84103)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P84103
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio