


Anti-Srsf3 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Numero articolo: CM0030262



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SRSF3 (SRp20), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo splicing e sull'esportazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRSF3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6428
GeneID	6428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di SRSF3 umano (NP_003008.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P84103
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio