

Anticorpo Policlonale Anti-Srsf4 Per Wb, Elisa - Q08170

Numero articolo: CM0029376

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SRSF4 umano (SFRS4/SRP75, 57 kDa), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRSF4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SFRS4; SRP75; SRSF4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6429
GeneID	6429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di SRSF4 umano (NP_005617.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08170
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio