

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srsf6 (Srp55) Per Wb Ed Elisa - Q13247

Numero articolo: CM0017936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SRSF6 (SRp55) umano, validato per WB ed ELISA. Rileva SRSF6 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRSF6 Rabbit pAb
Note/alias	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6431
ID del gene	6431
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SRSF6 umano (NP_006266.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13247
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante