

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srsf7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16629

Numero articolo: CM0018804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta purezza mirato a SRSF7/9G8 umano, un fattore di splicing coinvolto nella lavorazione e nell'esportazione dell'mRNA. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione dello splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SRSF7 Rabbit pAb
Note/Alias	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Specie	Umano
GeneID (umano)	6432
GeneID	6432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-120 di SRSF7 umano (NP_001026854).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16629
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio