

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Srsf8 Per Wb - Q9Brl6

Numero articolo: CM0021747



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SRSF8 validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata su topo. Bersaglia il fattore di splicing serina/arginina-ricco 8 umano coinvolto nello splicing alternativo del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SRSF8 Rabbit pAb
Note/Alias	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10929
ID Gene	10929
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9BRL6
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio