

Policlone Anticorpo Di Coniglio Anti-Ssb (Pab) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P05455

Numero articolo: CM0013018



introduzione

Convalida l'espressione della proteina SSB/La in campioni umani con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideale per la ricerca sull'autoimmunità e la biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSB Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	La; LARP3; La/SSB; SSB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6741
GeneID	6741
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-408 della SSB umana (NP_003133.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P05455
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio