

Anticorpo Monoclonale Anti-Ssca1/Serpinb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Numero articolo: CM0007760



introduzione

Anticorpo monoclonale diretto contro Serpin B3/SCCA-1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSCA1/SerpinB3 Rabbit mAb
Note/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSSA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Specie	Umana
ID genico	6317 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-390 della SSCA1/SerpinB3 umana (NP_008850.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P29508
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio