

Anticorpo Policlonale Anti-Ssca1/Serpinb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Numero articolo: CM0027936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'proteina umana SSCA1/SerpinB3 (SCCA-1), adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul carcinoma a cellule squamose e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SSCA1/SerpinB3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Specie	Umana
GeneID (umana)	6317
GeneID	6317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-390 di SSCA1/SerpinB3 umano (NP_008850.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	P29508
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio