

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ssna1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43805

Numero articolo: CM0013671

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SSNA1 validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia il fattore di nucleazione dei microtubuli coinvolto nella ramificazione assonale, nella divisione cellulare e nella stabilità dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSNA1 Rabbit pAb
Note/Alias	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8636
GeneID	8636
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 della SSNA1 umana (NP_003722.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43805
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio