

Anticorpo Policlonale Anti-Ssr2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43308

Numero articolo: CM0021001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SSR2 (TRAP-beta), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla ritenzione delle proteine del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SSR2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6746
ID Gene	6746
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P43308
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio