

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ssr3 Per Wb E Elisa - Q9Unl2

Numero articolo: CM0020618



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SSR3 di alta qualità per Western blotting e ELISA. Reagisce in modo crociato con SSR3 umano, di topo e di ratto. Strumento affidabile per lo studio della ritenzione delle proteine ER e dei meccanismi di legame del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSR3 Rabbit pAb
Note / Alias	TRAPG; SSR3
Specie	Umano
ID gene	6747
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-145 della SSR3 umana (NP_009038.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNL2
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio