


Anticorpo Policlonale Anti-Ssrp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Numero articolo: CM0025291



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio anti-SSRP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con SSRP1 (FACT80) umano e murino, una subunità del complesso FACT coinvolta nel rimodellamento della cromatina, nell'allungamento della trascrizione e nella riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SSRP1 Coniglio pAb
Note/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6749
ID Gene	6749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SSRP1 umano (NP_003137.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q08945
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio