


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ssrp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Numero articolo: CM0015178



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SSRP1 umano (FACT80), validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la subunità del fattore di allungamento della trascrizione della cromatina; ideale per la ricerca sul rimodellamento dei nucleosomi, la riparazione del DNA e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SSRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Specie	Umano
ID del gene	6749
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SSRP1 umano (NP_003137.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q08945
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante