

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sstr1 Per Wb, Elisa - P30872

Numero articolo: CM0026124



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-SSTR1 rileva il recettore della somatostatina di tipo 1 (SSTR1/SRIF-2) umano e ratto nelle applicazioni WB e ELISA. L'immunogeno ricombinante bersaglia il dominio N-terminale (aa 1-56). Peso molecolare: 43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSTR1 Rabbit pAb
Note/Alias	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Specie	Uomo
Gene ID	6751 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-56 della SSTR1 umana (NP_001040.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P30872
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio