

Anticorpo Policlonale Anti-Sstr2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Numero articolo: CM0024433



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SSTR2 umano (NP_001041.1), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione della somatostatina e della regolazione degli ormoni pancreatici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2) pAb di coniglio
Note/Alias	SST2; Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	6752
GeneID	6752
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 270-369 del Recettore della Somatostatina 2 (SSTR2) umano (NP_001041.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30874
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio