

Anticorpo Monoclonale Anti-Sstr5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Numero articolo: CM0005649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per SSTR5 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui recettori della somatostatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SSTR5 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	SST5; SS-5-R; SSTR5
Specie	Umano
GeneID (umano)	6755
GeneID	6755
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SSTR5 umano (P35346).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35346
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio