

Anticorpo Policlonale Anti-Ssx4 Per Wb, Elisa - 060224

Numero articolo: CM0028758

introduzione

pAb di coniglio contro SSX4 convalidato per WB e ELISA, rivolto a SSX4 umano e murino. Ideale per ricerche sulla regolazione della trascrizione e studi sugli antigeni cancro/testicolo. Fornito da CamelBio, il tuo partner per materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro SSX4
Note/Alias	CT5.4; SSX4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6759
GeneID	6759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-188 di SSX4 umano (NP_005627.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	O60224
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio