


Anticorpo Policlonale Anti-St14 Per Wb, Elisa - Q9Y5Y6

Numero articolo: CM0024812



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ST14 di alta qualità per applicazioni WB ed ELISA. Mira all'ST14 umano (matriptasi), reagisce in modo crociato con il topo ed è ideale per studi sull'attività proteasica e sulla differenziazione epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ST14 Rabbit pAb
Note/Alias	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6768
GeneID	6768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 566-855 dell'ST14 umano (NP_068813.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y5Y6
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio