

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-St3Gal1 Per Wb E Elisa - Q11201

Numero articolo: CM0014773

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ST3GAL1 umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche di glicobiologia e sialilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ST3GAL1 Rabbit pAb
Note/Alias	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GalIA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1
Specie	Umano
GeneID	6482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-135 di ST3GAL1 umano (NP_003024.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
WB, ELISA	
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q11201
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio