

Anticorpo Policlonale Anti-St3Gal4 Per Wb, Elisa - Q11206

Numero articolo: CM0026033

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ST3GAL4 di alta qualità validato per WB ed ELISA. Rileva ST3GAL4 umano e murino, una sialiltransferasi chiave nella biosintesi di glicoproteine/glicolipidi e nell'emostasi, con un peso molecolare di 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio ST3GAL4
Note/Alias	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6484
GeneID	6484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-267 di ST3GAL4 umano (NP_006269.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q11206
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio