

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-St3Gal4 (Wb, Elisa) - Q11206

Numero articolo: CM0019578

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ST3GAL4 umano (Q11206). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Ideale per lo studio della funzione delle sialiltransferasi, dell'emostasi e dell'adesione leucocitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio ST3GAL4
Note/Alias	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 beta-galactoside alpha-2; 3-sialyltransferase 4
Specie	Umano
GeneID (umano)	6484
GeneID	6484
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 234-333 di ST3GAL4 umano (NP_001241686.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q11206
Peso della proteina	36kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Borsa refrigerante