

Anticorpo Policlonale Anti-St3Gal5 Per Wb, Elisa - Q9Unp4

Numero articolo: CM0028893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ST3GAL5 umano (sintasi GM3), confermato per WB ed ELISA con reattività crociata su umano, topo e ratto. Uno strumento prezioso per studi sulla biosintesi dei gangliosidi e sulla neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ST3GAL5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SATI; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8869
Gene ID	8869
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 80-200 di ST3GAL5 umano (NP_003887.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNP4
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio