

Anticorpo Policlonale Anti-St6Gal1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15907

Numero articolo: CM0029204



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ST6GAL1 (alfa-2,6-sialiltransferasi 1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva ST6GAL1 umana, di topo e di ratto, un enzima del Golgi coinvolto nella formazione dell'antigene delle cellule B e nella sialilazione delle IgG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ST6GAL1 Rabbit pAb
Note/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6480
GeneID	6480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-200 della ST6GAL1 umana (NP_775323.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P15907
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio