

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-St6Gal1/Cd75 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P15907

Numero articolo: CM0006422



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ST6GAL1/CD75, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Adatto per lo studio della funzione sialiltransferasica e della glicosilazione in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ST6GAL1/CD75 Rabbit mAb
Note/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1/CD75
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6480
Gene ID	6480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 44-406 di ST6GAL1/CD75 umano (NP_001340845.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P15907
Peso Proteico	20kDa/47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio