

Anticorpo Policlonale Anti-St8Sia1 Per Wb, Elisa - Q92185

Numero articolo: CM0030986

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ST8SIA1 umano (GD3 sintasi). Rileva ST8SIA1 endogeno in WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei gangliosidi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ST8SIA1 Rabbit pAb
Note/Alias	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6489
Gene ID	6489
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-270 di ST8SIA1 umano (NP_003025.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q92185
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio