

## Anticorpo Policlonale Anti-St8Sia2 Per Wb E Elisa - Q92186

Numero articolo: CM0025087

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano ST8SIA2 (alfa-2,8-sialiltransferasi 8B), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della sintesi dell'acido polisialico e della ricerca sulla funzione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | ST8SIA2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias    | STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8SialI; ST8SIA-II; ST8SIA2                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| Gene ID (Umano)       | 8128                                                                                                                            |
| Gene ID               | 8128                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-160 di ST8SIA2 umano (NP_006002.1). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS                 | Q92186                                                                                                                          |
| Peso proteico         | 42kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |