

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-St8Sia4 Per Wb, Elisa - Q92187

Numero articolo: CM0029474



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ST8SIA4 umano, una polisialiltransferasi. Adatto per WB e ELISA. Immunogeno derivato dagli amminoacidi 20-168 di ST8SIA4 umano. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ST8SIA4 Rabbit pAb
Note/Alias	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
Specie	Umana
GeneID (umano)	7903
GeneID	7903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-168 di ST8SIA4 umano (NP_778222.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q92187
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio