


Anticorpo Policlonale Anti-Stam Coniglio Per Wb E Elisa - Q92783

Numero articolo: CM0030042



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STAM umano (signal transducing adapter molecule 1). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo, di ratto. Bersaglio coinvolto nella segnalazione cellulare e nel sorting endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAM Rabbit pAb
Note/Alias	STAM1; STAM-1; STAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8027
GeneID	8027
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-210 di STAM umano (NP_003464.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92783
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio