


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stam2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075886

Numero articolo: CM0028177



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio STAM2 validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia la molecola adattatrice 2 di trasduzione del segnale coinvolta nella segnalazione delle citochine e nella down-regulation del recettore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAM2 pAb coniglio
Note/Alias	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
Specie	Umano
Gene ID	10254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 376-525 dello STAM2 umano (NP_005834.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075886
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio