


## Anticorpo Policlonale Anti-Stambp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Numero articolo: CM0028428



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce STAMBP (AMSH) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della deubiquitinazione, del sorting endosomiale e della segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | STAMBP Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | AMSH; MICCAP; STAMBP                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GenelD (umano)      | 10617                                                                                                                          |
| GenelD              | 10617                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-270 di STAMBP umano (NP_998787.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                   |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS               | O95630                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |