

Anticorpo Policlonale Anti-Stambpl1 Per Wb E Elisa - Q96Fj0

Numero articolo: CM0019612



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STAMBPL1 (AMSH-LP), validato per Western blot e ELISA. Rileva STAMBPL1 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dell'ubiquitina e sulla via TORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STAMBPL1 Rabbit pAb
Note/Alias	AMSH-FP; AMSH-LP; ALMa1pha; bA399O19.2; STAMBPL1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	57559
ID gene	57559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-250 di STAMBPL1 umano (NP_065850.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96Fj0
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio