


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stap2 Per Wb, Elisa - Q9Ugk3

Numero articolo: CM0019654



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta STAP2 (BKS) umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva STAP2 sia umano che murino. Ideale per lo studio della segnalazione di PTK6, la modulazione di STAT3 e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STAP2 Rabbit pAb
Note / Alias	BKS; STAP2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55620
GeneID	55620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-220 di STAP2 umano (NP_001013863)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UGK3
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio