


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Star Per Wb, Ip, Elisa - P49675

Numero articolo: CM0013324



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio StAR (STARD1) validato per WB, IP, ELISA su umano, topo. Bersaglio proteina mitocondriale steroidogenica acuta di regolazione (32 kDa, SWISS P49675). Ideale per ricerche sulla steroidogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	StAR pAb coniglio
Note/Alias	STARD1; StAR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6770
Gene ID	6770
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-285 della StAR umana (NP_000340.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P49675
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio