


Anticorpo Monoclonale Anti-Star (Stard1) Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49675

Numero articolo: CM0007295



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro StAR/STARD1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Mira alla proteina chiave del trasporto del colesterolo nella sintesi degli ormoni steroidei. Ideale per la ricerca sulla steroidogenesi e su surrenali/gonadi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-StAR
Note/Alias	STARD1; StAR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6770
GeneID	6770
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di StAR umano (NP_000340.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49675
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio