


Anti-Star (Stard1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

Numero articolo: CM0022362



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana StAR (STARD1), un trasportatore mitocondriale del colesterolo cruciale per la steroidogenesi. Validato per WB, IF ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	StAR Rabbit pAb
Note/Alias	STARD1; StAR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6770
Gene ID	6770
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 64-285 della proteina umana StAR (NP_000340.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49675
Peso Molecolare Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio