

Anticorpo Policlonale Anti-Stard3NI Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095772

Numero articolo: CM0020981

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio STARD3NL validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina STARD3NL (MENTHO) umana, con reattività crociata con topo e ratto. STARD3NL è una proteina di ancoraggio degli endosomi tardivi che crea siti di contatto con il RE, ideale per gli studi sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STARD3NL pAb di coniglio
Note/alias	MENTHO; STARD3NL
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	83930
ID gene	83930
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 185-234 della STARD3NL umana (NP_114405.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	095772
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante