

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stat1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Numero articolo: CM0015787



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STAT1 umano (P42224), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'interferone e dell'attività del fattore di trascrizione STAT1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT1 Rabbit pAb
Note/alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6772
GeneID	6772
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 513-712 di STAT1 umano (NP_009330.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P42224
Peso molecolare	87 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante