

Anticorpo Policlonale Anti-Stat2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52630

Numero articolo: CM0017918



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STAT2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione degli interferoni e sulle risposte antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT2 pAb di coniglio
Note/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6773
GeneID	6773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-706 di STAT2 umano (NP_005410.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P52630
Peso della proteina	98 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante