

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Stat3 Per Wb Ed Elisa - P40763

Numero articolo: CM0003000



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro STAT3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva STAT3 umano e murino, peso molecolare 88 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione JAK/STAT, infiammazione e ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-STAT3
Note/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; T3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6774
ID Gene	6774
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di STAT3 umano (P40763)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante