

Anti-Stat3 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Numero articolo: CM0005270



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio STAT3 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva STAT3 umano, murino, ratto, scimmia (~88kDa). Ideale per la segnalazione JAK/STAT, l'infiammazione e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAT3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 611-710 di STAT3 umano (NP_003141.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto, Scimmia
SWISS	P40763
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio