

Anticorpo Policlonale Anti-Stat3 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P40763

Numero articolo: CM0020777



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a STAT3 umano (P40763), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con STAT3 di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione JAK/STAT, della differenziazione Th17 e della regolazione trascrizionale nell'infiammazione e nell'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Specie	Umano
ID Gene	6774
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-770 di STAT3 umano (NP_644805.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40763
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio