

Anticorpo Monoclonale Anti-Stat4 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

Numero articolo: CM0011263

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-STAT4 di Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il regolatore trascrizionale STAT4, cruciale per la differenziazione Th1 e la segnalazione dell'interferone. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAT4 Rabbit mAb
Note/Alias	SLEB11; STAT4
Specie	Umano
ID Gene	6775
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 649-748 di STAT4 umano (NP_003142.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14765
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio