

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stat4 Per Wb - Q14765

Numero articolo: CM0025077

introduzione

STAT4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina STAT4 umana ricombinante, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva STAT4 Umano, Topo, Ratto. Ideale per lo studio della risposta immunitaria e delle vie di differenziazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STAT4 Rabbit pAb
Note/Alias	SLEB11; STAT4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6775
GeneID	6775
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 569-748 di STAT4 umano (NP_003142.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14765
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio