


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stat5A Per Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Numero articolo: CM0026228



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-STAT5A è validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con STAT5A di uomo, topo e ratto. È ideale per studiare la trasduzione del segnale e la regolazione della trascrizione nella lattazione e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	STAT5A Rabbit pAb
Note/Alias	MGF; STAT5; STAT5A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6776
GeneID	6776
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42229
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio