


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stat5B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51692

Numero articolo: CM0016256



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STAT5B per Western blot, IHC ed ELISA. Adatto per campioni umani e murini. Rileva il trasduttore del segnale e attivatore della trascrizione 5B (90 kDa), coinvolto nella segnalazione delle citochine. - P51692

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STAT5B Rabbit pAb
Note/alias	STAT5; GHISID2; STAT5B
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6777
ID del gene	6777
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 594-794 di STAT5B umano (NP_003143.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P51692
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante