

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Stat6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Numero articolo: CM0002234



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-STAT6 ad alta specificità, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva STAT6 umano e murino, un fattore di trascrizione chiave nella segnalazione IL-4/IL-3, a supporto della ricerca sui percorsi delle citochine e dello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-STAT6
Note/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Specie	Umana
GeneID (umano)	6778
GeneID	6778
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 747-847 di STAT6 umano (P42226-1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Murino
SWISS	P42226
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio