

Anticorpo Policlonale Anti-Stat6 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Numero articolo: CM0015383



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting STAT6, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva STAT6 umano, murino e di ratto per studi sulla segnalazione IL-4/STAT6 e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STAT6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6778
GeneID	6778
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42226
Peso proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio